



QUESTÃO DE RESPEITO



Instruções de Uso

LYRA

Fabricado por IBRAMED
Indústria Brasileira de Equipamentos Médicos EIRELI
ANVISA Nº 10360319005
2ª edição (02/2015)

SUMÁRIO

DEFINIÇÃO DE SÍMBOLOS.....	3	ACESSÓRIOS USADOS.....	26
LISTA DE ABREVIATURAS	6	PARA O PREPARO DO EQUIPAMENTO.....	26
LISTA DE FIGURAS.....	6	PARA O TRATAMENTO.....	27
LISTA DE TABELAS.....	8	INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO.....	28
PREFÁCIO.....	9	PREPARANDO O EQUIPAMENTO.....	28
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	9	ABASTECIMENTO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA..	31
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA.....	10	DRENAGEM DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA.....	31
INFORMAÇÕES SOBRE A LUZ INTENSA PULSADA.....	12	USANDO O EQUIPAMENTO.....	32
RESPONSABILIDADE DE USO DE EQUIPAMENTOS		USANDO A TECLA MENU.....	34
ELETROMÉDICOS.....	15	PREPARO DO PACIENTE.....	40
INDICAÇÕES, CONTRAINDICAÇÕES E PRECAUÇÕES.....	16	PROGRAMANDO O EQUIPAMENTO.....	44
PRECAUÇÕES E REAÇÕES ADVERSAS.....	17	PREPARO DO PACIENTE PARA A TERAPIA LIP.....	61
PERFIL DO PACIENTE, USUÁRIO E CONDIÇÕES DE USO...	18	DOSES PRÉ-PROGRAMADAS.....	63
CUIDADOS GERAIS COM O EQUIPAMENTO.....	19	TÉCNICA DE APLICAÇÃO.....	67
DANOS DE TRANSPORTE.....	19	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	68
CUIDADOS COM SEU EQUIPAMENTO.....	19	ORIENTAÇÕES SOBRE A COMPATIBILIDADE	
INSTALAÇÃO, CUIDADOS E LIMPEZA.....	20	ELETROMAGNÉTICA.....	69
NOMENCLATURA.....	21	COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA.....	70
CONTROLES E CONEXÕES DO SISTEMA.....	21	PROTEÇÃO AMBIENTAL.....	76
ESPECIFICAÇÕES	24	ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O LYRA.....	77
SISTEMA.....	24	RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	78
PEÇA DE MÃO.....	24	MANUTENÇÃO, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.....	80
REFRIGERAÇÃO.....	25	CEFAI – CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO AVANÇADA	
LÂMPADA.....	25	IBRAMED.....	83

DEFINIÇÃO DE SÍMBOLOS

Abaixo estão as definições dos símbolos usados na caixa de transporte, no equipamento e contidas nestas instruções de uso. É necessário entender esses símbolos e suas definições antes de utilizar este equipamento.

NO EQUIPAMENTO



Atenção! Consultar documentos acompanhantes.



Sensibilidade à descarga eletrostática.



Equipamento de tipo BF.



Símbolo de perigo, cuidado, radiação.



Tensão elétrica perigosa.



Indica: Desligado.



Indica: Ligado.

CLASS I Equipamento classe I.



Volts em corrente alternada.



Equipamento não protegido contra penetração nociva de água.



Rede elétrica em corrente alternada.



DEFINIÇÃO DE SÍMBOLOS

NO EQUIPAMENTO



Não se deve pisar na superfície do equipamento.




Não se deve sentar sobre o equipamento.



Radiação não ionizante.



Referir-se ao manual/livreto de instruções.
Nota: Siga as instruções para utilização.



DEFINIÇÃO DE SÍMBOLOS

NA CAIXA DE TRANSPORTE



FRÁGIL: O conteúdo nesta embalagem é frágil e deve ser transportado com cuidado.



Consulte as instruções de uso para uso correto do produto.



Este lado para cima.



Nome e endereço do fabricante.



Limites de temperatura para armazenagem e transporte em graus Celsius (°C).



Selo de certificação brasileira.



Mantenha longe da chuva.



Número de série.



Não empilhar.



Não use se a embalagem estiver danificada.



LISTA DE ABREVIATURAS

LIP	Luz intensa pulsada
TRT	Tempo de relaxamento térmico
J	Joule
J/cm²	Joule por centímetro quadrado
J/s	Joule por segundo
W	Watt
E	Energia
F	Fluência
nm	Nanômetro
ms	Milisegundo
cm²	Centímetro quadrado

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Curva de absorção dos principais cromóforos da pele.....	14
Figura 2. A, vista anterior e B, vista posterior do LYRA ...	21
Figura 3. A, Peça de mão do LYRA ; B, vista frontal da peça de mão e C, vista posterior da peça de mão.....	22
Figura 4. Peça de mão do LYRA	26
Figura 5. A, cabo de alimentação elétrica e B, pedal de acionamento.....	26
Figura 6. Mangueira com funil e mangueira dreno para abastecimento do reservatório de água. A mangueira dreno também pode ser utilizada para o esvaziamento do reservatório de água.....	26
Figura 7. Filtro de acordo com o tipo de tratamento: opções disponíveis 480 nm, 530 nm e 660 nm.....	27
Figura 8. A, gel incolor, B, cubeta e C, espátula.....	27
Figura 9. A, óculos de proteção do terapeuta e B, óculos de proteção do paciente.....	27
Figura 10. Aviso de baixo nível de água do modo de abastecimento.....	29
Figura 11. Tela de orientação sobre o modo de abastecimento do reservatório de água.....	29
Figura 12. Remoção do plugue da conexão.	30
Figura 13. Conexão da mangueira.....	30
Figura 14. Remoção da mangueira da conexão.....	30
Figura 15. Abastecimento e substituição periódica de água desmineralizada do reservatório do sistema de	



LISTA DE FIGURAS

refrigeração da ponteira.....	31	Figura 39. Passo 2 de 3 de preparo da peça de mão.....	39
Figura 16. Drenagem do reservatório de água.....	31	Figura 40. Passo 3 de 3 de preparo da peça de mão.....	40
Figura 17. A figura A e B mostram as mensagens de apresentação do LYRA	32	Figura 41. Passo 1 de 3 de preparo do paciente.....	40
Figura 18. Tela de inserção de senha de segurança. 33		Figura 42. Passo 2 de 3 de preparo do paciente.....	40
Figura 19. Tela de seleção de tratamento.....	33	Figura 43. Passo 3 de 3 de preparo do paciente.....	40
Figura 20. Menu interativo.....	34	Figura 44. Passo 1 de 4 da técnica de aplicação.....	41
Figura 21. Sumário INFO.....	34	Figura 45. Passo 2 de 4 da técnica de aplicação.....	41
Figura 22. Indicações de uso do equipamento.....	34	Figura 46. Passo 3 de 4 da técnica de aplicação.....	41
Figura 23. A e B, contraindicações de uso do equipamento..	35	Figura 47. Passo 4 de 4 da técnica de aplicação.....	41
Figura 24. Possíveis reações adversas que podem correr em caso de uso de dose excessiva.....	35	Figura 48. Orientações gerais sobre o uso do equipamento.....	42
Figura 25. Passo 1 de 13 de programando o equipamento.....	36	Figura 49. Tela para alteração da senha de segurança..	42
Figura 26. Passo 2 de 13 de programando o equipamento.....	36	Figura 50. Tela para seleção de idiomas.....	43
Figura 27. Passo 3 de 13 de programando o equipamento.....	36	Figura 51. A, botoeira de emergência e B, tela de emergência.....	55
Figura 28. Passo 4 de 13 de programando o equipamento.....	36	Figura 52. Aviso de que o reservatório de água esta abaixo do nível.....	56
Figura 29. Passo 5 de 13 de programando o equipamento....	37	Figura 53. Orientações sobre o procedimento de abastecimento do reservatório de água.....	56
Figura 30. Passo 6 de 13 de programando o equipamento.....	37	Figura 54. Aviso de problemas no sistema de resfriamento de água da ponteira da peça de mão.....	57
Figura 31. Passo 7 de 13 de programando o equipamento.....	37	Figura 55. Orientações sobre o procedimento de abastecimento do reservatório de água.....	57
Figura 32. Passo 8 de 13 de programando o equipamento.....	37	Figura 56. Aviso de equipamento sem peça de mão.....	58
Figura 33. Passo 9 de 13 de programando o equipamento.....	38	Figura 57. Orientações sobre o procedimento de conexão da peça de mão.....	58
Figura 34. Passo 10 de 13 de programando o equipamento.....	38		
Figura 35. Passo 11 de 13 de programando o equipamento.....	38		
Figura 36. Passo 12 de 13 de programando o equipamento.....	38		
Figura 37. Passo 13 de 13 de programando o equipamento.....	39		
Figura 38. Passo 1 de 3 de preparo da peça de mão.....	39		



LISTA DE FIGURAS

Figura 58. Aviso de problema na bomba do sistema de resfriamento da peça de mão.....	59
Figura 59. Orientações sobre o procedimento para problemas na bomba do sistema de resfriamento da peça de mão.....	59
Figura 60. Aviso de problema no sistema (hardware).....	60
Figura 61. Orientações sobre problemas no sistema (hardware).....	60
Figura 62. Escala de Fitzpatrick adaptada.....	62
Figura 63. Abrindo a caixa de fusível do LYRA.....	79
Figura 64. Remoção da gaveta da caixa de fusível.....	79
Figura 65. Reposicionamento da gaveta de fusível.....	79

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Detalhamento das doses pré-programadas para remoção de pelos.....	64
Tabela 2. Detalhamento das doses para tratamento de telangiectasias. Observe a duração do intervalo entre os pulsos destacadas entre parênteses.....	65
Tabela 3. Doses pré-programadas para rejuvenescimento. Observe a duração do intervalo entre os pulsos destacadas entre parênteses.....	65
Tabela 4. Doses pré-programadas para rejuvenescimento. Observe a duração do intervalo entre os pulsos destacadas entre parênteses.....	66



Estas instruções de uso permitem ao usuário o eficiente uso do **LYRA**.

Consulte literatura adequada para obter informações adicionais sobre os usos da Luz Intensa Pulsada (LIP) antes de tentar qualquer tratamento em um paciente. Os usuários devem ler, entender e seguir as informações contidas nestas instruções de uso para cada modalidade de tratamento disponível, bem como as indicações, contraindicações, advertências e precauções.

As especificações e orientações contidas nestas instruções de uso estão em vigor na data de sua publicação. Estas instruções podem ser atualizadas a qualquer momento, a critério do fabricante. Visite nosso site para atualizações.



DESEMPENHO ESSENCIAL

O **LYRA** é um equipamento microcontrolado de Luz Intensa Pulsada (LIP) desenvolvido para a utilização em medicina estética, dermatofuncional, biomedicina estética e outras áreas da estética. O **LYRA** possui uma peça de mão com a possibilidade de comutação de três filtros de corte seletivos com comprimentos de onda de **480 nm, 530 nm e 640 nm** que permitem ao profissional escolher o espectro de radiação luminosa mais adequada para cada caso e cada tratamento. O **LYRA** possui sistema de resfriamento a água e peltier que resfria a ponteira da peça de mão (**crioproteção**) tornando o tratamento mais seguro e confortável. O fracionamento de pulso produzido pelo **LYRA** minimiza ainda mais o risco de lesões. O **LYRA** possui lâmpada de vida útil de 1.500.000 disparos, o que permite desempenho linear e funcional.



PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

DEFINIÇÕES DE PRECAUÇÃO

As instruções de precaução encontradas nesta seção e ao longo destas instruções de uso são indicadas por símbolos específicos. É necessário entender esses símbolos e suas definições antes de operar este equipamento e antes da sessão de terapia.



Texto com o indicador **"ATENÇÃO"** refere-se a infrações de segurança em potencial que podem causar lesões menores a moderadas ou danos ao equipamento.



Texto com o indicador **"AVISO"** refere-se a infrações de segurança em potencial que podem causar ferimentos graves e danos ao equipamento.



Texto com o indicador **"PERIGO"** refere-se a infrações de segurança em potencial que representam uma ameaça imediata à vida e resultam em morte ou ferimentos graves.



- Ler, compreender e praticar as instruções de precaução e operação. Conhecer as limitações e perigos associados com o uso de qualquer estimulação elétrica. Observe os rótulos de precaução e operacionais colocados na unidade.
- Não opere esta unidade em um ambiente onde outros equipamentos intencionalmente irradiam energia eletromagnética de forma desprotegida.
- O equipamento não deve ser empilhado e/ou colocado próximo a outro equipamento.
- Verifique os cabos e os conectores antes de cada utilização.
- Não use objetos pontiagudos, como um lápis ou caneta para operar os botões na interface com o operador, pois poderá danificá-la.
- O uso de controles, ajustes ou desempenho de procedimentos diferentes daqueles aqui especificados podem resultar em energia perigosa.
- Segure a peça de mão com cuidado. O uso inadequado do peça de mão pode afetar adversamente suas características.
- O **LYRA** não é projetado para impedir a infiltração de água ou outros líquidos. A infiltração de água ou outros líquidos pode causar o mau funcionamento dos componentes internos do sistema e, portanto, promover um risco de dano ao paciente.
- Desconecte o plugue da tomada quando não for utilizado durante longos períodos de tempo.



PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA



AVISO

- Para se proteger contra o risco de incêndio, use apenas fusíveis de reposição do mesmo tipo e classificação.
- Antes do tratamento do paciente é necessário conhecer os procedimentos operacionais para cada modo de tratamento disponíveis, bem como, as indicações, contraindicações, advertências e precauções. Consulte outros recursos para obter informações adicionais sobre as aplicações da terapia por Luz Intensa Pulsada.
- Para evitar choque elétrico, desligue o aparelho da fonte de alimentação elétrica antes de realizar qualquer procedimento de manutenção.



PERIGO

- Pacientes com um dispositivo de neuroestimulação ou marca-passo implantado não devem ser tratados ou devem estar distantes de qualquer diatermia de ondas curtas, diatermia de micro-ondas, diatermia de ultrassom terapêutico ou diatermia a Luz Intensa Pulsada em qualquer lugar de seu corpo. A energia de diatermia (ondas curtas, micro-ondas, ultrassom e Luz Intensa Pulsada pode ser transferida através do sistema de neuroestimulação implantado, pode causar danos nos tecidos, e pode resultar em ferimentos graves ou morte. Dano, ferimento ou morte podem ocorrer durante a terapia com diatermia mesmo se, o sistema implantado estiver desligado.
- Equipamento não adequado ao uso na presença de uma MISTURA ANESTÉSICA INFLAMÁVEL COM AR, OXIGÊNIO ou OXIDO NITROSO. Equipamento não é de categoria AP nem APG.



INFORMAÇÕES SOBRE A LUZ INTENSA PULSADA

LUZ INTENSA PULSADA (LIP)

A utilização de luz policromática foi primeiro descrita em 1976 por Muhlbauer et al. para o tratamento de malformações vasculares. A fototermólise de estruturas pigmentadas, células e organelas por absorção seletiva da radiação pulsada tem sido descrita em detalhes desde 1983. Em 1990, Goldman e Eckhouse descreveram um nova lâmpada de flash de alta intensidade como uma ferramenta adequada para tratar lesões vasculares. A luz intensa pulsada (LIP) foi lançada comercialmente como um dispositivo médico em 1994. Nos anos seguintes, várias modificações técnicas permitiram um fácil manuseio, o aumento da segurança, e ampliou o espectro de indicações potenciais.

Lâmpadas flash e filtros

Dispositivos LIP usam flashlamps, banco de capacitores e sistema de controle de carga e disparo com dispositivo microcontrolados para gerar luz policromática pulsada de alta intensidade. A energia elétrica armazenada no banco de capacitores passa através do gás xenônio contido na lâmpada para que a luz brilhante seja emitida, assim, a energia elétrica é convertida em energia óptica. Com a ajuda de filtros é possível selecionar comprimentos de onda de acordo com a profundidade da estrutura que se pretende atingir. O espectro de emissão de LIP varia de 450 a 1200 nm e, por exemplo, quando se utiliza o filtro de 640 nm, só ocorre emissão no espectro de 640 a 1200 nm, bloqueando a

emissão dos comprimentos mais curtos. A primeira geração de dispositivos LIP emitiam parte do espectro infravermelho, o que levou a danos predominantemente epiteliais e uma elevada incidência de efeitos secundários, já na segunda geração de dispositivos LIP, foram incorporados filtros de corte da porção infravermelha e técnicas de refrigeração, reduzindo significativamente o risco de efeitos colaterais.

Energia

A energia é um conceito que permite quantificar as interações entre fenômenos bem diferentes, sua unidade de medida oficial é o Joule. A potência por sua vez se mede em Watts ($1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$) e a energia representa a quantidade de luz que sai do condutor óptico, dividido pela duração dessa energia.

Fluência

É a quantidade de energia aplicada no tecido em relação à área sobre a qual a energia é aplicada. A unidade de medida é J/cm^2 (Joule por centímetro quadrado).

Duração do flash

A duração do pulso é o tempo que leva para a energia ser emitida. Para a compreensão da relação entre a duração da exposição da estrutura à luz e o confinamento do calor, usa-se um conceito teórico muito útil, denominado Tempo de Relaxamento Térmico (TRT). O TRT de uma estrutura é



INFORMAÇÕES SOBRE A LUZ INTENSA PULSADA

definido como o tempo necessário para que o calor gerado pela absorção da luz pelo cromóforo-alvo seja reduzido à metade do valor original alcançado imediatamente após a emissão do pulso de luz. A duração do pulso deve ser menor do que o TRT do tecido-alvo, pois em exposições muito longas ocorre aquecimento uniforme dos tecidos adjacentes e consequente lesão. Alguns equipamentos de LIP emitem luz em pulsos fracionados em subpulsos. Esse conceito é o que mais contribui para o sucesso da técnica da LIP. O fracionamento dos pulsos em duplos ou triplos permite que a epiderme e vasos finos resfriem nos intervalos entre os subpulsos enquanto que vasos mais grossos e os pelos permanecem quentes.

Peça de mão (Aplicador)

As peças de mão ou aplicadores são compostos essencialmente por:

- Um tubo flash que transforma a energia elétrica que chega a seus terminais como luz branca de forte intensidade. Esse tubo é de quartzo para suportar as fortes limitações térmicas e mecânicas. Normalmente ele é preenchido com xenônio, um gás raro que faz com que ele tenha um bom rendimento.
- Um refletor cujo objetivo é de reenviar o máximo de luz em direção ao tubo óptico. Esses refletores podem ser tanto de metal dourado como de material branco reflexivo.
- Um filtro óptico específico para cada aplicação, sendo os

filtros de absorção os que apresentam melhor desempenho.

- Um condutor óptico bem transparente cujo papel é de transferir os raios luminosos filtrados em direção à área da pele a ser tratada. O princípio é o mesmo que aquele de uma fibra óptica que conduz a luz.
- E componentes elétricos, tais como o botão de controle dos flashes dentre outros.

Interação com o tecido

Semelhante ao laser, em dispositivos de LIP o princípio básico é a absorção de fótons por cromóforos endógenos ou exógenos no interior da pele e a transferência de energia para estes cromóforos. Esta transferência gera calor que subsequentemente destrói a estrutura alvo. A absorção da luz não está vinculada à coerência da luz, a chamada reação fotobiológica ocorre independentemente da fonte de aquecimento. Além disso, os cromóforos da pele humana (hemoglobina, melanina, água) mostram espectros largos de absorção, assim, a monocromaticidade não é um requisito para a fototermólise. Como os dispositivos de LIP emitem um espectro de comprimentos de onda, os três cromóforos podem ser ativados com uma única exposição à luz. Esta versatilidade implica numa redução da seletividade, tipo de pele do paciente e a condição da pele presente determina a escolha dos filtros de corte apropriados e, por conseguinte, o espectro de comprimentos de onda a ser emitido.



Interação com o tecido




Figura 1. Curva de absorção dos principais cromóforos da pele.

A duração do pulso pode ser ajustada em intervalos relativamente grandes (dependendo do dispositivo) na gama dos milissegundos. A combinação de determinados comprimentos de onda, duração de pulso, intervalos de pulso, fluências facilita o tratamento de um largo espectro de doenças da pele, tais como acne vulgar, lesões pigmentadas lesões vasculares, o crescimento de pelos indesejados, pele fotodanificada, cicatrizes e angioqueratoma.




RESPONSABILIDADE DE USO DE EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS

O profissional da saúde devidamente licenciado será responsável pelo uso e operação do equipamento. A **IBRAMED** não faz representações referentes a leis e regulamentações federais, estaduais ou locais que possam se aplicar ao uso e operação de qualquer equipamento eletromédico.

O médico ou sob sua ordem, também o fisioterapeuta ou outro profissional devidamente licenciado, assume total e pleno compromisso em contatar as agências certificadoras locais para determinar qualquer credencial requerida por lei para o uso clínico e operação deste equipamento.

O uso de equipamentos eletromédicos deve seguir as normas locais, estaduais e federais de cada país.



INDICAÇÕES, CONTRAINDICAÇÕES E PRECAUÇÕES

INDICAÇÕES

A LIP é comumente utilizada no tratamento das seguintes alterações:

- Remoção de pelos.
- Redução permanente de pelos.
- Tratamento da pele acnéica.
- Tratamento de lesões (telangiectasias).
- Tratamento de rosácea.
- Tratamento de lesões pigmentares benignas.
- Fotoenvelhecimento cutâneo (rejuvenescimento).

CONTRAINDICAÇÕES

- Estiver se submetendo a processos de bronzeamento naturais ou artificiais até 4 semanas antes do tratamento.
- Gestantes.
- Em áreas com manchas suspeitas ou que contenham tecido potencialmente canceroso.
- Com tatuagem ou maquiagem permanente no local do tratamento.
- Apontar diretamente para os olhos das pessoas ou animais.
- Aplicação direcionada ou sobre os olhos.
- Presença de dispositivo eletrônico implantado (Ex: marca-passo cardíaco).
- Paciente com epilepsia fotossensível.
- Uso concomitante de medicamentos fotossensibilizantes.

- Apresentar particular sensibilidade à irradiação solar ou enfermidades relacionadas com fotossensibilidade (ex. porfiria, erupção a luz polimórfica, urticária solar, lúpus e outras doenças autoimunes).
- Pacientes com déficit de cicatrização devido ao Diabetes Mellitus ou outras patologias.

PRECAUÇÕES

- Evitar exposição solar das áreas tratadas por pelo menos 5 dias após a aplicação e a utilização diária de um protetor solar FP60 é fortemente recomendada.
- Uma avaliação médica prévia à realização de tratamentos de LIP é fortemente recomendada nos casos em que o paciente apresente qualquer patologia na pele.
- Não submeta ao tratamento com LIP quando o paciente estiver sob tratamento com antibióticos, estiver ingerindo suplementos vitamínicos A e/ou K ou outra substância estimuladora de melanina.
- Nos tratamentos de remoção de pelos, o uso de outras práticas de depilação deve ser evitado nas duas semanas anteriores e nas duas semanas posteriores à aplicação da LIP. Somente raspar os pelos.
- Peles de fototipo alto (escuras ou fortemente bronzeadas) exigem uma maior atenção quanto à prescrição da dosagem para a aplicação da LIP.



PRECAUÇÕES E REAÇÕES ADVERSAS

PRECAUÇÕES

- Logo após a aplicação poderá ocorrer um leve eritema e/ou edema transitório que desaparece em até 3 horas após a aplicação. O uso de loções calmantes e/ou compressas frias sobre as áreas tratadas pode minimizar tal efeito.
- Raramente podem aparecer eritemas mais intensos que desaparecem entre 2 a 7 dias após a aplicação sem a necessidade de tratamentos adicionais. No entanto, se desejado, o uso de produtos calmantes, gel, cremes ou pomadas específicas podem acelerar o processo de recuperação.
- Todas as áreas tratadas devem ser limpas com água e sabão neutro.

POSSÍVEIS REAÇÕES ADVERSAS

Não existem registros significantes de reações adversas mais sérias (transitórias ou permanentes) decorrentes do uso da terapia por LIP desde que as dosagens de aplicação sejam adequadas ao paciente. Entretanto, podem ocorrer:

- Hiperpigmentação transitória (resolvem-se sem tratamentos adjuvantes em no máximo 6 meses após a aplicação).
- Discromias.
- Prurido.
- Queimaduras.
- Eritema ou edema local (de 30 minutos a 72 horas).
- Púrpura.

PREVENÇÕES DAS REAÇÕES ADVERSAS

- Assegure-se de avaliar a cada sessão as condições da área a ser tratada e o real fototipo no momento da sessão.
- Certifique-se de inspecionar a área de tratamento durante e após o tratamento e, interrompê-lo se houver uma reação adversa.



ATENÇÃO

Alguns pacientes são mais sensíveis à LIP e podem experimentar uma reação semelhante a uma erupção cutânea (ex: pacientes que tomam medicamentos que aumentam a sensibilidade à luz).

BIOCOMPATIBILIDADE - Dos materiais em contato com o paciente (ISO 10993-1): A **IBRAMED** declara que a superfície de contato da peça de mão fornecido com o equipamento não ocasiona reações alérgicas. Este aplicador deve ser somente posicionado em contato com a superfície íntegra da pele, respeitando-se um tempo limite de duração deste contato por no máximo 24 horas.



PERFIL DO PACIENTE, USUÁRIO E CONDIÇÕES DE USO

PERFIL DO PACIENTE

- Pacientes com distúrbios estéticos faciais e/ou corporais que estejam de acordo com as indicações de uso do dispositivo.
- Os pacientes devem ter idade mínima de 12 anos, abaixo desta idade, o dispositivo deverá ocorrer apenas sob indicação médica.
- Os pacientes devem ter mais de 35 kg, abaixo deste peso apenas sob indicação médica.
- Pacientes devem ter nível de consciência preservado.

PERFIL DO USUÁRIO

- O equipamento deve ser usado somente sob prescrição e supervisão de um profissional da saúde licenciado.
- O equipamento não necessita de treinamento especializado, porém o usuário do dispositivo deve ler, compreender e praticar as instruções de precaução e operação.
- O usuário deve conhecer os aspectos relativos a terapia por LIP e sua interação com os tecidos moles.
- O usuário deve conhecer as limitações e perigos associados com o uso de qualquer dispositivo de LIP e observar os rótulos de precaução e operação colocados na unidade.
- O usuário deve seguir as informações contidas nestas instruções de uso para cada modalidade de tratamento disponível, bem como as indicações, contraindicações, advertências, possíveis reações adversas e precauções.

- O usuário deve ter íntegras suas funções cognitivas.
- O usuário deve ter íntegras as funções motoras necessárias para o manuseio do equipamento.
- Em relação a mobilidade, este equipamento é considerado um equipamento portátil.

PARTE DO CORPO OU TECIDO NO QUAL SE APLICA OU COM O QUAL SE INTERAGE

Áreas do tronco, face, pescoço, membros superiores e inferiores. A luz policromática interage com a pele da região tratada.



CUIDADOS GERAIS COM O EQUIPAMENTO

DANOS DE TRANSPORTE

O **LYRA** é enviado com os acessórios ao cliente em uma caixa. Quando do recebimento, inspecionar a caixa, equipamento e acessórios para visualizar possíveis danos. Em caso de danos, mantenha todos os materiais de transporte, incluindo a embalagem e entre em contato com o agente responsável pela entrega da unidade. Todas as reclamações relativas a danos durante o transporte devem ser apresentadas diretamente a eles. O fabricante não será responsável por qualquer dano durante o transporte, não realizará ajustes a menos que uma reclamação formal adequada for apresentada pelo receptor contra o transportador. A caixa na qual o seu **LYRA** foi entregue foi especialmente concebida para proteger o equipamento durante o transporte. Guarde a embalagem de transporte no caso de precisar retornar seu equipamento para manutenção. Sugerimos que guarde a embalagem durante todo o período de garantia.

CUIDADOS COM SEU EQUIPAMENTO

- Evite locais sujeitos às vibrações.
- Não apoie sobre tapetes, almofadas ou outras superfícies fofas que obstruam a ventilação.
- Evite locais úmidos, quentes e empoeirados. Este equipamento não é protegido contra penetração nociva de água.
- Posicione o cabo de alimentação elétrica de modo que fique livre, fora de locais onde possa ser pisoteado, e não coloque qualquer móvel sobre ele.
- Não introduza objetos nos orifícios do aparelho e não apoie recipientes com líquido.
- O equipamento não necessita ser utilizado em locais blindados.



INSTALAÇÃO, CUIDADOS E LIMPEZA

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. Conecte o cabo de alimentação elétrica na parte de trás do **LYRA**.
2. Conecte o cabo de alimentação elétrica em uma tomada (127- 240 V~ 50/60 Hz).
3. Conecte a peça de mão no equipamento.
4. Ligue seu equipamento.

LIMPEZA DO LYRA

A limpeza do equipamento deve ser diária ou em caso de necessidade imediatamente após o uso. Não coloque o sistema em líquidos. Não use substâncias voláteis (benzina, álcool, thinner e solventes em geral) para limpar o gabinete, pois elas podem danificar o acabamento. Desconecte o equipamento da fonte de alimentação elétrica, limpe com um pano limpo umedecido com água e sabão antibacteriano suave.

LIMPEZA DA PEÇA DE MÃO E DOS FILTROS

Umidade, gordura e poeira são os principais fatores de dano aos filtros. A Limpeza constante destes itens melhora significativamente o tempo de vida útil dos mesmos. Após cada utilização e seu completo resfriamento, os filtros ópticos da peça de mão devem ser limpos com gaze ou lenço de papel embebido com clorexidina alcoólica. Resíduos de algodão e fibras de papel devem ser removidos limpando com um pincel. A limpeza do filtro faz-se necessária uma vez que resíduos acumulados no mesmo ou na parte metálica podem danificar o aplicador e expor o paciente a riscos de

queimaduras devido à evaporação do filme do filtro causado pela alta temperatura que ele pode atingir nos locais onde se acumulam os resíduos.

CUIDADO E LIMPEZA DOS ÓCULOS

Faça uma inspeção visual em seus óculos, verificando se a lente não está danificada. Se estiver suja, lave com água e sabão com cuidado para não riscá-la. Verifique também a armação. Ela deve ser ventilada e encaixar confortavelmente na face. Se necessário leve-a a uma ótica para ajustes. Ao término do tratamento, guardá-lo na maleta de transporte. Não coloque peso sobre os óculos



ATENÇÃO

A correta instalação, operação e manutenção do equipamento previnem riscos de segurança.

ADVERTÊNCIA: Para evitar o risco de choque elétrico, este equipamento deve ser conectado apenas a uma rede de alimentação com aterramento para proteção.



CONTROLES E CONEXÕES DO SISTEMA




Figura 2. A, vista anterior e **B**, vista posterior do **LYRA**.



CONTROLES E CONEXÕES DA PEÇA DE MÃO




Figura 3. A, Peça de mão do **LYRA**; B, Vista frontal da peça de mão e C, vista posterior da peça de mão.

- 12 - Conector da peça de mão.
- 13 - Contador de disparos da lâmpada.
- 14 - Ponta resfriada.
- 15 - Chave superior de controle da emissão do flash.
- 16 - Chave inferior de controle da emissão de flash.
- 17 - Abertura para inserção do filtro.
- 18 - Cordão da peça de mão.



LEIA E ENTENDA ESSES SÍMBOLOS E SUAS DEFINIÇÕES ANTES DE OPERAR O EQUIPAMENTO



Tecla **HOME**: permite acesso à seleção de tratamento.



Tecla que permite acesso ao **INFO**, **ALTERAÇÃO DE SENHA** e ao **IDIOMA**.



Tecla **INFO**: permite acesso às informações referentes ao equipamento e tratamentos.



Tecla **ALTERAÇÃO DE SENHA**: permite alterar a senha de segurança.



Tecla **IDIOMA**: permite alterar o idioma: Português, Espanhol ou Inglês.



Tecla indicadora da **(LIP)** em **ESTADO DE PRONTIDÃO**.



Tecla indicadora da **(LIP)** em **ESTADO DE DISPONÍVEL**. Para emissão, basta pressionar o gatilho no peça de mão.



ATENÇÃO: Informativo de alerta!



Tecla que permite **retroceder** à tela anterior.



Tecla que permite **avançar** à próxima tela



Tecla indicadora de **confirmação**.



ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA

Dimensões

Largura:	40 cm (15.7 in) ± 5%
Profundidade:	47 cm (18.5 in) ± 5%
Altura:	120 cm (47.2 in) ± 5%
Peso líquido* (com acessórios):	47 kg ± 5%
Peso bruto*(com embalagem):	55 kg ± 5%

*Reservatório de água do sistema de resfriamento da ponteira vazio.

Características elétricas

Entrada:	127 - 240 V~ 50/60 Hz
Potência de Entrada:	800 VA
Fusíveis:	10A (20AG) Ação rápida
Classe Elétrica:	CLASSE I
Proteção Elétrica:	TIPO BF

Conformidade Regulamentar

IEC 60601-1
IEC 60601-1-2
IEC 60601-1-4
IEC 60601-1-6

Faixa de temperatura durante o transporte e armazenamento:

5 - 50 °C / 41 - 122 °F.

Faixa de temperatura operacional do ambiente:

5 - 45 °C / 41 - 113 °F.

PEÇA DE MÃO

Peça de mão com 3 filtros de corte intercambiáveis:

Filtro 480 nm:	480 nm ~ 1200 nm (± 10%)
Filtro 530 nm:	530 nm ~ 1200 nm (± 10%)
Filtro 640 nm:	640 nm ~ 1200 nm (± 10%)

Dimensão da ponteira da peça de mão: 7,5 cm² (± 10%)

Raio de funcionamento do cabo da peça de mão: 1,5 m ± 10%

Especificação para Seleção Manual

Energia emitida (máxima):	97,5 J(± 20%)
Fluência da ponteira:	1 a 13 J/cm ² (± 20%)
Modo de pulso por disparo:	simples, duplo ou triplo
Pulso simples:	

- Duração do pulso: 1 a 60 ms (± 20%) - com steps de 1 em 1 ms

Pulso duplo:

- Duração do pulso: 1 a 30 ms (± 20%) por pulso - com steps de 1 em 1 ms
- Tempo de relaxamento térmico (TRT): 1 a 100 ms (± 20%) - com steps de 1 em 1 ms

Pulso triplo:

- Duração do pulso: 1 a 20 ms (± 20%) por pulso - com steps de 1 em 1 ms
- Tempo de relaxamento térmico (TRT): 1 a 100 ms (± 20%) - com steps de 1 em 1 ms



ESPECIFICAÇÕES

Especificação para Protocolos

Energia emitida (máxima):	95 J (\pm 20%)
Fluência da ponteira:	12,6 J/cm ² (\pm 20%)
Modo de pulso por disparo:	simples ou duplo
Duração do pulso:	1 a 60 ms (\pm 20%)

REFRIGERAÇÃO

Resfriamento da peça de mão: método termoelétrico a peltier e água

Volume armazenado: ~ 4 litros de água desmineralizada

LÂMPADA

Espectro: 400 a 1200 nm (\pm 10%)

Composição: Gás xenônio

Vida útil: 1.500.000** (\pm 10%)

** Ver informações sobre garantia na página 80.



ATENÇÃO

O equipamento determina os valores de fluência disponíveis, dependendo do valor de duração do pulso selecionado.



PARA O PREPARO DO EQUIPAMENTO



Figura 4. Peça de mão do **LYRA**.



Figura 6. Mangueira com funil e mangueira dreno para abastecimento do reservatório de água. A mangueira dreno também pode ser utilizada para o esvaziamento do reservatório de água.




Figura 5. **A**, cabo de alimentação elétrica e **B**, pedal de acionamento.



ACESSÓRIOS USADOS

PARA O TRATAMENTO



Figura 7. Filtro de acordo com o tipo de tratamento: opções disponíveis 480 nm, 530 nm e 640 nm.

A



B



C



Figura 8. **A**, gel incolor, **B**, cubeta e **C**, espátula.

Importante: os óculos de proteção devem sempre ser usados durante o tratamento com LIP.

A



B



Figura 9. **A**, óculos de proteção do terapeuta e **B**, óculos de proteção do paciente.



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

PREPARANDO O EQUIPAMENTO

1. Conecte o cabo de alimentação elétrica no equipamento e à fonte de alimentação elétrica na parede.



Imagem ilustrativa.

2. Posicione a peça de mão no suporte e conecte-a no equipamento, pressionando o conector da peça de mão até seu encaixe completo.




Imagem ilustrativa.

3. Conecte o pedal de acionamento até seu completo travamento.



Imagem ilustrativa.

4. Pressione a chave **ON/OFF** para a posição **ON**. Observe que o equipamento entrará no **MODO DE ABASTECIMENTO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA** e que a bomba do sistema de resfriamento de água é ativada. Em seguida pressione a tecla "piscante"  de aviso de **BAIXO NÍVEL DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO** (Figura 10).



ATENÇÃO

Utilizar apenas água desmineralizada para preencher o reservatório, nunca preencha o reservatório com água de torneira ou em conjunto com qualquer outro líquido. **SUBSTITUA A ÁGUA DESMINERALIZADA MENSALMENTE.**



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

PREPARANDO O EQUIPAMENTO





Figura 10. Aviso de baixo nível de água do modo de abastecimento.

Siga as instruções descritas na tela (Figura 11) ou as aqui descritas:

Para remover os plugues, use uma das mãos para pressionar o anel contra o conector e com a outra mão, simultaneamente tracione o plugue até sua remoção completa (Figura 12). Conecte a mangueira com o funil no conector de entrada de água (**Water Supply**) e a mangueira dreno no conector de saída de água (**Water Vent**). Posicione um recipiente sob a extremidade da mangueira dreno para coletar o excesso de água durante o abastecimento. Quando a água extravasar pelo conector de saída Water Vent o abastecimento estará completo. Remova as mangueiras e tampe as conexões.

Pressione  para reiniciar o sistema. Seu equipamento estará pronto para uso. Caso o sistema identifique baixo nível de água, refaça o processo acrescentando água.

Remova os dois plugues dos conectores de abastecimento.

Conecte as mangueiras à entrada de água (Water Supply) e à saída de água (Water Vent).

Abasteça lentamente o reservatório com água desmineralizada (~ 4 litros de água) até o extravasamento pela mangueira de saída (Water Vent), em seguida desconecte as mangueiras e tampe os conectores.



Imagem ilustrativa.

Figura 11. Tela de orientação sobre o modo de abastecimento do reservatório de água.

Detalhamento sobre a conexão e desconexão das mangueiras de abastecimento e drenagem de água do LYRA

Orientações sobre remoção do plugue da conexão de entrada de água (Water Supply) e das conexão de saída (Water Vent) e (Water Drain).



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

PREPARANDO O EQUIPAMENTO

1. Para remover o (s) plugue (s), use uma das mãos para pressionar o anel contra o conector e com a outra mão, simultaneamente tracione o plugue até sua remoção completa (Figura 12).



Imagem ilustrativa.

Figura 12. Remoção do plugue da conexão.

2. Para conectar as mangueiras, basta pressioná-la contra a conexão até sentir resistência (Figura 13).

3. Para remover as mangueiras use uma das mãos para pressionar o anel contra o conector e com a outra mão, simultaneamente tracione a mangueira até sua remoção completa (Figura 14).

4. Recoloque o (s) plugue (s) ao final do procedimento inserindo-o (s) na conexão até sentir resistência.



Imagem ilustrativa.

Figura 13. Conexão da mangueira.



Imagem ilustrativa.

Figura 14. Remoção da mangueira da conexão.



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Abastecimento do reservatório de água

Posicionamento das mangueiras para abastecimento e substituição periódica (1 vez por mês) de água desmineralizada do reservatório.



Imagem ilustrativa.

Figura 15. Abastecimento e substituição periódica de água desmineralizada do reservatório do sistema de refrigeração da ponteira.

Drenagem do reservatório de água

O escoamento de água é necessário para a substituição mensal da água e pode ser necessário quando o sistema for removido ou transportado. Coloque um recipiente sob a conexão de drenagem (**Water Drain**). Remova os plugues das conexões **Water Vent** e **Water Drain**. Deixe escoar toda a água e recoloca as tampas na conexão. Recomenda-se a troca da água mensalmente. Em longos períodos de não utilização do equipamento, drene o reservatório.



Imagem ilustrativa.

Figura 16. Drenagem do reservatório de água.




INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

USANDO O EQUIPAMENTO

Verifique se o cabo de alimentação elétrica está conectado à fonte de energia. Pressione a chave **ON/OFF** para a posição **ON**. O visor mostrará as mensagens de apresentação por alguns segundos (Figura 17 A e B) seguido pela tela de inserção de senha de segurança do **LYRA** (Figura 18).

A



B



Figura 17. As figuras **A** e **B** mostram as mensagens de apresentação do **LYRA**.



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

USANDO O EQUIPAMENTO

Digite a **SENHA** de segurança padrão (**1234**) (Figura 18) para entrar no modo de programação de tratamento (Figura 19).





Figura 18. Tela de inserção de senha de segurança.

Para alterar a senha padrão consulte as orientações da página 43.



Figura 19. Tela de seleção da modalidade de tratamento.

Antes de usar seu equipamento pela primeira vez orientamos que use a tecla  , ela é usada para acessar o tutorial e obter informações sobre o uso do equipamento, alterar a senha de segurança ou selecionar o idioma desejado (Português, Espanhol ou Inglês).



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

USANDO A TECLA MENU





Figura 20. Menu interativo.

Selecione a tecla desejada ou pressione  para voltar à tela de seleção de tratamento.

Selecionando a tecla



Para ter acesso, basta o usuário pressionar a tecla **INFO** e terá acesso ao sumário com as seguintes informações: indicações, contraindicações, possíveis reações adversas, programando o equipamento, preparo da peça de mão, preparo do paciente, técnica de aplicação e orientações gerais (**Figura 21**).




Figura 21. Sumário INFO.

Indicações




Figura 22. Indicações de uso do equipamento.



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

USANDO A TECLA MENU

Contraindicações


A

Contraindicações

- Bronzeamento recente (até 4 semanas antes do tratamento).
- Gestantes.
- Sobre áreas com manchas suspeitas de neoplasia.
- Sobre tatuagem ou maquiagem permanente.
- Aplicação direcionada ou sobre os olhos.
- Presença de dispositivo eletrônico implantado (Ex: marca-passo cardíaco).

MENU

Passo 1



Possíveis reações adversas

Possíveis reações adversas

- Discromias.
- Prurido.
- Queimaduras.
- Eritema.
- Edema.
- Púrpura.

MENU



B

Contraindicações

- Pacientes com epilepsia fotossensível.
- Uso concomitante de medicamentos fotossensibilizantes.
- Pacientes com patologias relacionadas à fotossensibilidade.
- Pacientes com histórico de quelóides.
- Pacientes com déficit de cicatrização devido ao Diabetes Mellitus ou outras patologias.

Passo 2




Figura 24. Possíveis reações adversas que podem ocorrer em caso de uso de dose excessiva.

Figura 23. A e B, contraindicações de uso do equipamento.



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

USANDO A TECLA MENU

Programando o equipamento




Figura 25. Passo 1 de 13 de programando o equipamento.



Figura 27. Passo 3 de 13 de programando o equipamento.




Figura 26. Passo 2 de 13 de programando o equipamento.




Figura 28. Passo 4 de 13 de programando o equipamento.



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO




Figura 29. Passo 5 de 13 de programando o equipamento.




Figura 31. Passo 7 de 13 de programando o equipamento.




Figura 30. Passo 6 de 13 de programando o equipamento.



Figura 32. Passo 8 de 13 de programando o equipamento.



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO




Figura 33. Passo 9 de 13 de programando o equipamento.



Figura 35. Passo 11 de 13 de programando o equipamento.




Figura 34. Passo 10 de 13 de programando o equipamento.




Figura 36. Passo 12 de 13 de programando o equipamento.



USANDO A TECLA MENU




Figura 37. Passo 13 de 13 de programando o equipamento.



Figura 38. Passo 1 de 3 de preparo da peça de mão.




Figura 39. Passo 2 de 3 de preparo da peça de mão.



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

USANDO A TECLA MENU



Figura 40. Passo 3 de 3 de preparo da peça de mão.




Figura 42. Passo 2 de 3 de preparo do paciente.

Preparo do paciente




Figura 41. Passo 1 de 3 de preparo do paciente.



Figura 43. Passo 3 de 3 de preparo do paciente.



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

USANDO A TECLA MENU

Técnica de aplicação



Figura 44. Passo 1 de 4 da técnica de aplicação.




Figura 46. Passo 3 de 4 da técnica de aplicação.




Figura 45. Passo 2 de 4 da técnica de aplicação.




Figura 47. Passo 4 de 4 da técnica de aplicação.



USANDO A TECLA MENU

Orientações gerais

Orientações gerais

Sempre inicie a programação do equipamento pela verificação do filtro de luz indicado para cada tratamento.

Quando finalizar o uso do equipamento, remova o filtro e guarde na maleta de transporte.

Para tratamento de pele asiática selecione fototipo 4 ou 5.

Não aplique LIP sobre pele recém bronzada.

Indique o uso de filtro solar.

Evitar exposição solar.




Figura 48. Orientações gerais sobre o uso do equipamento.

Selecionando a tecla



Para trocar a senha de segurança basta pressionar a tecla **ALTERAÇÃO DE SENHA**.

Digite a senha padrão na linha (**Old**) (se já houve alteração anterior, digite a última senha programada). Em seguida digite a nova senha (**New**).

Repita a nova senha para confirmação na linha ✓.

Pressione  para voltar ao MENU INTERATIVO.


Setup Password				1	2	3	
Old	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	4	5	6
New	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	7	8	9
✓	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	←	0	


Figura 49. Tela para alteração de senha de segurança.



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

USANDO A TECLA MENU

Caso a senha alterada seja esquecida, na tela de inserção de senha de segurança, pressione 5 vezes sobre a palavra **PASSWORD na tela abaixo**. A senha será disponibilizada abaixo do campo de inserção. Basta inseri-la no campo adequado para entrar na tela de programação.



Selecionando a tecla




A tecla **IDIOMA** permite a escolha: PORTUGUÊS, ESPAÑOL ou ENGLISH. Pressione o idioma desejado, em seguida, o sistema será reiniciado já no idioma selecionado (Figura 44). Caso não deseje alterar o idioma, pressione  para voltar ao MENU INTERATIVO.



Figura 50. Tela para seleção de idioma.



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

PROGRAMANDO O EQUIPAMENTO

Seleção manual

Na seleção manual o usuário tem acesso ao modo de programação livre dos parâmetros, portanto, é possível programá-los de acordo com o fototipo e objetivo terapêutico:

Exemplo:

Seleção manual: filtro 480nm - 1200nm

Tempo de relaxamento térmico - TRT (ms): 1 - 100, para trem de pulsos duplos ou triplos.


Duração do pulso (ms): 1 - 30

Energia total (J): *


Fluência (J/cm²): 1 - 13

* A energia total (J) depende dos parâmetros ajustados pelo usuário.

Inicie **SEMPRE** a programação pela seleção do filtro de corte desejado. A tela a seguir refere-se aos filtros de corte disponíveis no equipamento. Percorra entre as opções e pressione o ícone correspondente ao tratamento desejado, exemplo: (480nm - 1200nm) conforme mostra a figura a seguir:




Após a seleção do filtro de corte desejado o usuário terá acesso ao modo de programação livre. Ajuste os parâmetros citados no exemplo acima, de acordo com o objetivo terapêutico e o fototipo do paciente.



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO



PROGRAMANDO O EQUIPAMENTO

Após ajustar os parâmetros de acordo com o objetivo terapêutico e a avaliação do paciente, pressione o ícone . Em seguida, surgirá uma tela com mensagem de proteção. Insira no aplicador o filtro correspondente ao comprimento de onda e na tela pressione sobre o ícone com a descrição "480nm - 1200nm".



Por questão de segurança é importante verificar se o filtro de corte é o correto para o tratamento e se está de acordo com a faixa de comprimento de onda presente no display do equipamento, visto que o equipamento não apresenta reconhecimento automático.

O equipamento irá carregar o banco de capacitores e ficará pronto para a que a terapia seja iniciada.




INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

PROGRAMANDO O EQUIPAMENTO

Após isso, mantenha o pedal pressionado para a liberação de energia, posicione a ponteira da peça de mão no local e pressione o botão de disparo presentes na peça de mão.

Mantenha o pedal de acionamento pressionado durante todo o tratamento.

No display do equipamento, o campo "Shots" informa a quantidade de vezes que a lâmpada flash é disparada durante a aplicação. A lâmpada flash leva de 3 a 4 segundos para ser ionizada, portanto é necessário esperar esse tempo entre um disparo e outro.

Após o término do tratamento ou se quiser voltar às condições de programação, pressione o ícone .

Caso o equipamento, após energizar a lâmpada, permaneça em desuso por mais de 5 minutos, automaticamente ele desligará a lâmpada e voltará à tela de ajuste dos parâmetros (condição disponível).

Protocolos

Através da tela **HOME** o usuário terá acesso ao protocolos disponíveis no equipamento. Inicie **SEMPRE** a programação pela seleção do filtro de corte desejado. A tela a seguir refere-se aos comprimentos de onda disponíveis no equipamento. Percorra entre as opções e pressione o ícone correspondente ao tratamento desejado, exemplo: (640nm - 1200nm) conforme mostra a figura a seguir:



A seguir demonstraremos **4 exemplos** de programações do modo Protocolos.



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

PROGRAMANDO O EQUIPAMENTO


Exemplo 1: Remoção de pelos

Suponha que pela avaliação clínica observou-se:
Fototipo de pele 4 e Espessura pelo Médio.

Avalie no paciente, no momento da sessão, tom de pele e a espessura do pelo a ser tratada.


Selecione na tela o **FOTOTIPO DE PELE** e a **ESPESSURA DO PELO** correspondente. A fluência emitida diminui de acordo com o aumento do tom de pele e a espessura do pelo. Quando a densidade do pelo for grande, selecione a espessura do pelo maior.



Após ajustar os parâmetros de acordo com o objetivo terapêutico e a avaliação do paciente, pressione o ícone . Em seguida, surgirá uma tela com mensagem de proteção. Insira no aplicador o filtro correspondente ao comprimento de onda e na tela pressione sobre o ícone com a descrição "640nm - 1200nm".



Por questão de segurança é importante verificar se o filtro de corte é o correto para o tratamento e se está de acordo com a faixa de comprimento de onda presente no display do equipamento, visto que o equipamento não apresenta reconhecimento automático.



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

PROGRAMANDO O EQUIPAMENTO


O equipamento irá carregar o banco de capacitores e ficará pronto para a que a terapia seja iniciada.



Após isso, mantenha o pedal pressionado para a liberação de energia, posicione a ponteira da peça de mão no local e pressione o botão de disparo presentes na peça de mão.

Mantenha o pedal de acionamento pressionado durante todo o tratamento.

No display do equipamento, o campo "Disparo" informa a quantidade de vezes que a lâmpada flash é disparada durante a aplicação. A lâmpada flash leva de 3 a 4 segundos para ser carregado, portanto é necessário esperar esse tempo entre um disparo e outro.

Após o término do tratamento ou se quiser voltar às condições de programação, pressione o ícone .

Caso o equipamento, após energizar a lâmpada, permaneça em desuso por mais de 5 minutos, automaticamente ele desligará a lâmpada e voltará à tela de ajuste dos parâmetros (condição disponível).




INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

PROGRAMANDO O EQUIPAMENTO

Exemplo 2: Telangiectasias

Suponha que pela avaliação clínica observou-se:

Fototipo de pele 3. Avalie no paciente o tom de pele da área a ser tratada. Selecione da tela o fototipo avaliado. A fluência emitida diminui de acordo com o aumento do tom de pele.




Após ajustar o parâmetro de acordo com a avaliação do paciente, pressione o ícone .

Em seguida, surgirá uma tela com mensagem de proteção. Insira no aplicador o filtro correspondente ao comprimento de onda e na tela pressione sobre o ícone com a descrição "530nm - 1200nm".



Por questão de segurança é importante verificar se o filtro de corte é o correto para o tratamento e se está de acordo com a faixa de comprimento de onda presente no display do equipamento, visto que o equipamento não apresenta reconhecimento automático.



O equipamento irá carregar o banco de capacitores e ficará pronto para a que a terapia seja iniciada.



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO


PROGRAMANDO O EQUIPAMENTO



Após isso, mantenha o pedal pressionado para a liberação de energia, posicione a ponteira da peça de mão no local e pressione o botão de disparo presentes na peça de mão.

Mantenha o pedal de acionamento pressionado durante todo o tratamento.

No display do equipamento, o campo "Disparo" informa a quantidade de vezes que a lâmpada flash é disparada durante a aplicação. A lâmpada flash leva de 3 a 4 segundos para ser carregado, portanto é necessário esperar esse tempo entre um disparo e outro.

Após o término do tratamento ou se quiser voltar às condições de programação, pressione o ícone .

Caso o equipamento, após energizar a lâmpada, permaneça em desuso por mais de 5 minutos, automaticamente ele desligará a lâmpada e voltará à tela de ajuste dos parâmetros (condição disponível).




INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

PROGRAMANDO O EQUIPAMENTO

Exemplo 3: Rejuvenescimento

Suponha que pela avaliação clínica observou-se:

Fototipo de pele 2. Avalie no paciente o tom de pele da área a ser tratada. Selecione da tela o fototipo avaliado. A fluência emitida diminui de acordo com o aumento do tom de pele.




Após ajustar o parâmetro de acordo com a avaliação do paciente, pressione o ícone .

Em seguida, surgirá uma tela com mensagem de proteção. Insira no aplicador o filtro correspondente ao comprimento de onda e na tela pressione sobre o ícone com a descrição "480nm - 1200nm".



Por questão de segurança é importante verificar se o filtro de corte é o correto para o tratamento e se está de acordo com a faixa de comprimento de onda presente no display do equipamento, visto que o equipamento não apresenta reconhecimento automático.



O equipamento irá carregar o banco de capacitores e ficará pronto para a que a terapia seja iniciada.



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO


PROGRAMANDO O EQUIPAMENTO



Após isso, mantenha o pedal pressionado para a liberação de energia, posicione a ponteira da peça de mão no local e pressione o botão de disparo presentes na peça de mão.

Mantenha o pedal de acionamento pressionado durante todo o tratamento.

No display do equipamento, o campo "Disparo" informa a quantidade de vezes que a lâmpada flash é disparada durante a aplicação. A lâmpada flash leva de 3 a 4 segundos para ser carregado, portanto é necessário esperar esse tempo entre um disparo e outro.

Após o término do tratamento ou se quiser voltar às condições de programação, pressione o ícone .

Caso o equipamento, após energizar a lâmpada, permaneça em desuso por mais de 5 minutos, automaticamente ele desligará a lâmpada e voltará à tela de ajuste dos parâmetros (condição disponível).




INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

PROGRAMANDO O EQUIPAMENTO

Exemplo 4: Manchas de pele

Suponha que pela avaliação clínica observou-se:

Fototipo de pele 2. Avalie no paciente o tom de pele da área a ser tratada. Selecione da tela o fototipo avaliado. A fluência emitida diminui de acordo com o aumento do tom de pele.




Após ajustar o parâmetro de acordo com a avaliação do paciente, pressione o ícone .

Em seguida, surgirá uma tela com mensagem de proteção. Insira no aplicador o filtro correspondente ao comprimento de onda e na tela pressione sobre o ícone com a descrição "480nm - 1200nm".



Por questão de segurança é importante verificar se o filtro de corte é o correto para o tratamento e se está de acordo com a faixa de comprimento de onda presente no display do equipamento, visto que o equipamento não apresenta reconhecimento automático.



O equipamento irá carregar o banco de capacitores e ficará pronto para a que a terapia seja iniciada.



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO


PROGRAMANDO O EQUIPAMENTO



Após isso, mantenha o pedal pressionado para a liberação de energia, posicione a ponteira da peça de mão no local e pressione o botão de disparo presentes na peça de mão.

Mantenha o pedal de acionamento pressionado durante todo o tratamento.

No display do equipamento, o campo "Disparo" informa a quantidade de vezes que a lâmpada flash é disparada durante a aplicação. A lâmpada flash leva de 3 a 4 segundos para ser carregado, portanto é necessário esperar esse tempo entre um disparo e outro.

Após o término do tratamento ou se quiser voltar às condições de programação, pressione o ícone .

Caso o equipamento, após energizar a lâmpada, permaneça em desuso por mais de 5 minutos, automaticamente ele desligará a lâmpada e voltará à tela de ajuste dos parâmetros (condição disponível).



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

BOTOEIRA DE PARADA DE EMERGÊNCIA

Em caso de intercorrência pressione imediatamente o botão de emergência para parar o equipamento. O equipamento emite sinal sonoro e exibe a tela apresentada na figura 51 B.

A



B



Figura 51. A, botoeira de emergência e **B**, tela de emergência.

Solucionada a situação de emergência, basta girar a botoeira de emergência no sentido horário para reiniciar o sistema.



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

AVISOS DE PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO

Integrado ao equipamento do **LYRA**, existem sensores que verificam situações inadequadas. Trata-se de um mecanismo de segurança a fim de evitar danos ao equipamento e riscos ao paciente.

Reservatório do sistema de resfriamento da ponteira da peça de mão

Aviso do nível do reservatório de água do sistema de resfriamento da ponteira da peça de mão está abaixo do nível adequado (Figura 52).






Figura 52. Aviso de que o reservatório de água está abaixo do nível.

Pressione a imagem  e aparecerá outra tela com uma

mensagem indicando o procedimento a ser realizado (Figura 53). Realize o procedimento e pressione . O sistema será reiniciado automaticamente. Caso o aviso persista, repita a operação. Se ainda persistir, procure a assistência técnica da **IBRAMED**.

Remova os dois plugues dos conectores de abastecimento.

Conecte as mangueiras à entrada de água (Water Supply) e à saída de água (Water Vent).

Abasteça lentamente o reservatório com água desmineralizada (~ 4 litros de água) até o extravasamento pela mangueira de saída (Water Vent), em seguida desconecte as mangueiras e tampe os conectores.



Imagem ilustrativa.

Figura 53. Orientações sobre o procedimento de abastecimento do reservatório de água.



AVISOS DE PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO

Problemas no sistema de resfriamento de água da ponteira da peça de mão

Aviso de problemas no sistema de resfriamento de água da ponteira da peça de mão (Figura 54).





Figura 54 . Aviso de problemas no sistema de resfriamento de água da ponteira da peça de mão.

Pressione a imagem  e aparecerá outra tela com uma mensagem indicando o procedimento a ser realizado (Figura 55). O equipamento deverá ser desligado e encaminhado para a assistência técnica da **IBRAMED** a fim de se evitar danos ao equipamento ou risco ao paciente.

Passo 1: Desligue o equipamento.

Passo 2: Procure assistência técnica autorizada.

Figura 55. Orientações sobre problemas no sistema de resfriamento da ponteira da peça de mão.



AVISOS DE PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO

Equipamento sem peça de mão

Se o equipamento estiver sem a peça de mão ou com algum problema de reconhecimento na conexão, ao ligar o equipamento irá surgir a tela abaixo (Figura 56).





Figura 56. Aviso de equipamento sem peça de mão.

Pressione a imagem  e aparecerá outra tela com uma mensagem indicando o procedimento a ser realizado (Figura 57). O equipamento deverá ser desligado e a conexão da peça de mão deverá ser adequadamente realizada. Caso o aviso se mantenha, procure assistência a técnica da **IBRAMED**.

Passo 1: Desligue o equipamento.

Passo 2: Conecte a peça de mão no equipamento.

Figura 57. Orientações sobre o procedimento de conexão da peça de mão.



AVISOS DE PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO

Bomba do sistema de resfriamento da ponteira da peça de mão

Se o equipamento apresentar problemas na bomba do sistema de resfriamento da peça de mão surgirá a tela abaixo (Figura 58).





Figura 58. Aviso de problemas na bomba do sistema de resfriamento da peça de mão.

Pressione a imagem  e aparecerá outra tela com uma mensagem indicando o procedimento a ser realizado (Figura 59). O equipamento deverá ser desligado e sua conexão deverá ser feita. Basta ligar o equipamento novamente. Caso o aviso se mantenha, procure assistência a técnica da **IBRAMED**.




Figura 59. Orientações sobre o procedimento para problemas na bomba do sistema de resfriamento da peça de mão.



AVISOS DE PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO

Problemas no sistema (hardware)

Aviso de problemas no sistema (hardware) (Figura 60).





Figura 60. Aviso de problemas no sistema (hardware).

Pressione a imagem  e aparecerá outra tela com uma mensagem indicando o procedimento a ser realizado (Figura 61). O equipamento deverá ser desligado e encaminhado para a assistência técnica da **IBRAMED** a fim de se evitar danos ao equipamento ou risco ao paciente.




Figura 61. Orientações sobre problemas no sistema (hardware).



PREPARO DO PACIENTE PARA A TERAPIA LIP

CUIDADOS PRÉVIOS AO TRATAMENTO

- Durante a primeira visita, o profissional deve avaliar as zonas destinadas ao tratamento, registrar o histórico clínico e determinar a sensibilidade cutânea e o fototipo de pele do paciente.
- Os antecedentes do paciente devem incluir informações prévias do mesmo problema, hábitos ou depilação anteriores e perguntar se o paciente sofre irritações facilmente ao se barbear, se tem reações a cera ou se a pele do paciente geralmente é sensível a cremes ou loções. Também é necessário determinar se o paciente tem histórico com quelóide ou cicatriz hipertrófica. Os pacientes com antecedentes destes problemas devem ser tratados de uma forma menos agressiva.
- O profissional deve explicar ao paciente o procedimento do tratamento, os resultados esperados, a possibilidades de potenciais efeitos adversos e a importância de completar todo o plano de tratamento.
- Avise ao paciente que ele poderá sentir algum incômodo, eritema, edema ou formação de bolhas em decorrência do tratamento e que existe o risco mínimo de efeito adverso como mudança na textura da pele e hipo ou hiperpigmentação.
- Estes efeitos, geralmente são transitórios e se resolvem em alguns meses.
- Não é necessário uso de nenhum tipo de anestésico.

ANTES DE INICIAR O TRATAMENTO

- É recomendado que antes do tratamento o paciente assine um formulário de consentimento, que indique o entendimento do procedimento e seus potenciais efeitos colaterais, e que aceita submeter-se ao mesmo.
- É muito importante guardar uma cópia em papel de todos os registros do paciente, incluindo fotografias prévias ao tratamento.
- A zona de tratamento deve estar perfeitamente limpa com água e sabão para desengordurar a pele e retirar o restante de creme, maquiagem ou anestésico tópico.
- Assegure-se de que o local esteja totalmente seco.
- As pintas e as manchas da pele devem ser cobertas com um adesivo branco ou lápis branco.

TRATAMENTO FACIAL

- Prenda e proteja os cabelos.
- Limpe a pele, removendo resíduos de maquiagem.
- O paciente deve usar os óculos de proteção.



PREPARAÇÃO DO PACIENTE PARA A TERAPIA LIP

FOTOTIPO DE PELE

Para avaliar o tipo de pele do paciente use a classificação de Fitzpatrick (Figura 62). Leve em consideração se o paciente tem uma cicatriz escurecida na zona de uma ferida ou tenha um histórico de quelóide ou uma cicatriz hipertrófica. Isso pode indicar um potencial para mudança da pigmentação. Tenha em mente que o tom de pele do paciente pode aparentar ser mais escura durante o verão devido a maior exposição ao sol. Se houver dúvidas sobre o real fototipo de pele, sempre trate o paciente de acordo com a opção mais alta. Por exemplo, se houver dúvidas sobre o fototipo de um paciente, se ele é fototipo 3 ou 4, trate como fototipo 4. Pergunte em todas as sessões se o paciente teve exposição solar recente. Ajuste o tratamento de acordo com o aspecto da cor da pele na sessão. Para tratamento de pele asiática selecione fototipo 4 ou 5.

1	Sempre queima, nunca bronzeia
2	Sempre queima, bronzeia menos que a média.
3	As vezes queima, bronzeia como a média.
4	Raras as vezes se queima, se bronzeia com facilidade.
5	Moderadamente pigmentada, sempre se bronzeia.
6	Profundamente pigmentada, nunca se queima.

Figura 62. Escala de Fitzpatrick adaptada.

PRÉ-TESTE

Selecione uma área discreta com tom de pele (Fototipo) similar à área a ser tratada, programe o equipamento e aplique 1 a 2 disparos no local. Observe a reação imediatamente após, depois de 10 a 15 minutos e no dia seguinte.

A presença de vermelhidão da pele (eritema perifolicular) imediatamente depois do pulso e/ou após 10-15 minutos pode indicar dose excessiva. O escurecimento/queimadura do pelo também pode ser um indicativo. Nestes casos use fototipo imediatamente superior ao selecionado e/ou para remoção de pelos, aumente a espessura.

SUGESTÃO DE INTERVALO E QUANTIDADE DE SESSÕES

Área	Intervalo	Número
Remoção de pelos	4 a 8 semanas	6 a 8
Telangiectasias	3 a 6 semanas	6 a 8
Rejuvenescimento	3 a 6 semanas	4 a 6
Manchas	3 a 6 semanas	4 a 6
Rosácea	3 a 6 semanas	4 a 6
Acne	3 a 6 semanas	4 a 6

*O número de sessões pode variar de acordo com a área e resposta ao tratamento. Para remoção de pelos, sugere-se sessões anuais de manutenção.



ORIENTAÇÕES SOBRE AS DOSES PRÉ-PROGRAMADAS

As doses (**fluências**) estão dispostas no visor em ordem decrescente da esquerda para a direita, portanto fototipo mais altos usam doses mais baixas.

Remoção de pelos (640nm - 1200nm)

Fototipo de Pele

1 2 3 4 5

Espessura do Pelo

Fino Fino/Médio Médio Médio/Grosso Grosso




The diagram shows a red header for 'Remoção de pelos (640nm - 1200nm)'. Below it, there are two rows of buttons. The first row is labeled 'Fototipo de Pele' and contains five buttons numbered 1 to 5, with the color darkening from left to right. The second row is labeled 'Espessura do Pelo' and contains five buttons labeled 'Fino', 'Fino/Médio', 'Médio', 'Médio/Grosso', and 'Grosso', with the color darkening from left to right. Navigation arrows are present at the bottom.

Rejuvenescimento (480nm - 1200nm)

Fototipo de Pele

1 2 3 4



The diagram shows a yellow header for 'Rejuvenescimento (480nm - 1200nm)'. Below it, there is one row of buttons labeled 'Fototipo de Pele' with four buttons numbered 1 to 4, with the color darkening from left to right. Navigation arrows are present at the bottom.

Telangiectasias (530nm - 1200nm)

Fototipo de Pele

1 2 3 4



The diagram shows a green header for 'Telangiectasias (530nm - 1200nm)'. Below it, there is one row of buttons labeled 'Fototipo de Pele' with four buttons numbered 1 to 4, with the color darkening from left to right. Navigation arrows are present at the bottom.

Manchas de Pele (480nm - 1200nm)

Fototipo de Pele

1 2 3 4



The diagram shows a yellow header for 'Manchas de Pele (480nm - 1200nm)'. Below it, there is one row of buttons labeled 'Fototipo de Pele' with four buttons numbered 1 to 4, with the color darkening from left to right. Navigation arrows are present at the bottom.



DOSES PRÉ-PROGRAMADAS

ORIENTAÇÕES SOBRE AS DOSES PRÉ-PROGRAMADAS

Tabela 1. Detalhamento das doses pré-programadas para remoção de pelos.

Filtro 640-1200 nm PULSO SIMPLES				
Remoção de Pelos	Fototipo 1		Fototipo 2	
Espessura do Pelo	Duração do Pulso (ms)	Energia (J)	Duração de Pulso (ms)	Energia (J)
Fino	20 ± 20%	95 ± 20%	22 ± 20%	85 ± 20%
Fino/Médio	26 ± 20%	90 ± 20%	28 ± 20%	80 ± 20%
Médio	34 ± 20%	85 ± 20%	36 ± 20%	75 ± 20%
Médio/Grosso	42 ± 20%	80 ± 20%	44 ± 20%	70 ± 20%
Grosso	50 ± 20%	75 ± 20%	52 ± 20%	65 ± 20%
	Fototipo 3		Fototipo 4	
	Duração do Pulso (ms)	Energia (J)	Duração de Pulso (ms)	Energia (J)
Fino	24 ± 20%	75 ± 20%	26 ± 20%	65 ± 20%
Fino/Médio	30 ± 20%	70 ± 20%	32 ± 20%	60 ± 20%
Médio	38 ± 20%	65 ± 20%	40 ± 20%	55 ± 20%
Médio/Grosso	46 ± 20%	60 ± 20%	48 ± 20%	50 ± 20%
Grosso	54 ± 20%	55 ± 20%	56 ± 20%	45 ± 20%
	Fototipo 5			
	Duração do Pulso (ms)	Energia (J)		
Fino	28 ± 20%	60 ± 20%		
Fino/Médio	34 ± 20%	55 ± 20%		
Médio	42 ± 20%	50 ± 20%		
Médio/Grosso	50 ± 20%	45 ± 20%		
Grosso	58 ± 20%	40 ± 20%		



DOSES PRÉ-PROGRAMADAS

ORIENTAÇÕES SOBRE AS DOSES PRÉ-PROGRAMADAS

Tabela 2. Detalhamento das doses para tratamento de telangiectasias. Observe a duração do intervalo entre os pulsos destacadas entre parênteses.

Filtro 530-1200 nm PULSO DUPLO				
Telangiectasias	Fototipo 1		Fototipo 2	
	Duração do Pulso (ms)	Energia (J)	Duração de Pulso (ms)	Energia (J)
	26 ±20%(20 ±20%)	55 ±20%	28 ±20%(20 ±20%)	50 ±20%
	Fototipo 3		Fototipo 4	
	Duração do Pulso (ms)	Energia (J)	Duração do Pulso (ms)	Energia (J)
	30 ±20%(30 ±20%)	45 ±20%	32 ±20%(30 ±20%)	40 ±20%

Tabela 3. Doses pré-programadas para rejuvenescimento. Observe a duração do intervalo entre os pulsos destacadas entre parênteses.

Filtro 480-1200 nm PULSO DUPLO				
Rejuvenescimento	Fototipo 1		Fototipo 2	
	Duração do Pulso (ms)	Energia (J)	Duração de Pulso (ms)	Energia (J)
	12 ±20%(10 ±20%)	40 ±20%	16 ±20%(20 ±20%)	35 ±20%
	Fototipo 3		Fototipo 4	
	Duração do Pulso (ms)	Energia (J)	Duração do Pulso (ms)	Energia (J)
	24 ±20%(30 ±20%)	30 ±20%	32 ±20%(30 ±20%)	25 ±20%



ORIENTAÇÃO S SOBRE AS DOSES PRÉ-PROGRAMADAS

Tabela 4. Doses pré-programadas para manchas. Observe a duração do intervalo entre os pulsos destacadas entre parênteses.

Filtro 480-1200 nm PULSO DUPLO				
Manchas	Fototipo 1		Fototipo 2	
	Duração do Pulso (ms)	Energia (J)	Duração de Pulso (ms)	Energia (J)
	12 ±20% (10 ±20%)	50 ±20%	16 ±20% (20 ±20%)	45 ±20%
	Fototipo 3		Fototipo 4	
	Duração do Pulso (ms)	Energia (J)	Duração do Pulso (ms)	Energia (J)
	24 ±20% (30 ±20%)	40 ±20%	32 ±20% (30 ±20%)	35 ±20%



ROTEIRO SIMPLIFICADO

Informações detalhadas, ver MENU interativo, tecla INFO.

Pré-tratamento

1. Informe o paciente sobre a técnica e cuidados.
2. Avalie o fototipo (e espessura do pelo, se for remoção de pelos) e faça o pré-teste (se for primeira sessão) em local discreto.
3. Termo de consentimento e informativo sobre a técnica.
4. Oriente ao paciente para raspar a área a ser tratada na véspera da sessão.

Preparo para o tratamento

1. Confirme sobre não bronzeamento e uso de medicamentos.
2. Raspe resíduos de pelo (se houver) do local a ser tratado.
3. Limpe a área e aplique uma fina camada de gel transparente.
4. Posicione os óculos de proteção no paciente.
5. Selecione o filtro de tratamento
6. Programe o equipamento.

Desenvolvimento da sessão

1. Coloque os óculos de proteção do operador.
2. Pegue a peça de mão.

3. Posicione a ponteira da peça de mão sobre a área a ser tratada.
4. Pressione o pedal (durante todo o procedimento, mantenha pressionado o pedal para liberar os disparos).
6. Pressione a chave de controle de disparos (gatilho do flash).
7. Mova a ponteira sobre a área a cada disparo.
8. Respeite sobreposição de 1 a 2 mm entre as ponteiros.
9. Faça repasse transversal em toda a área tratada.
10. Finalize a programação no equipamento.

Finalização do tratamento.

1. Ao finalizar o tratamento, remova o gel e de preferência use gel/creme calmante sobre área tratada.
2. Limpe a ponteira com lenço de papel ou pano macio umedecidos com clorexidina alcoólica a 0,5%.
3. Observe novamente o aspecto da pele.
4. Reforce os cuidados e orientações.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Babilas P, Schreml S, Szeimies RM, Landthaler M. Intense pulsed light (IPL): A Review. *Lasers Surg Med.* 2010 Feb;42(2):93-104.

Dover JS, Arndt KA. New approaches to the treatment of vascular lesions. *Lasers Surg Med.* 2000;26(2):158-63.

Elsaie ML, Lloyd HW. Latest Laser and Light-Based Advances for Ethnic Skin Rejuvenation. *Indian Journal of Dermatology* 2008;53(2):49-53.

Fan X, Xing YZ, Liu LH, Liu C, Wang DD, Yang RY, Lapidoth M. Effects of 420-nm intense pulsed light in an acne animal model. *J Eur Acad Dermatol Venereol.* 2012 Feb 25.

Gold MH, Foster A, Biron JA. Low-Energy Intense Pulsed Light for Hair Removal at Home. *J Clin Aesthet Dermatol.* 2010 Feb;3(2):48-53.

Goldberg DJ. Current trends in intense pulsed light. *J Clin Aesthet Dermatol.* 2012 Jun;5(6):45-53.

Goldman MP1, Weiss RA, Weiss MA. Intense pulsed light as a nonablative approach to photoaging. *Dermatol Surg.* 2005 Sep;31(9 Pt 2):1179-87.

Hong S, Lee JR, Lim T. Pigment deposition of cosmetic contact lenses on the cornea after intense pulsed-light treatment. *Korean J Ophthalmol.* 2010 Dec;24(6):367-70.

Kalil, CLPV. Laser e outras formas de luz na dermatologia / Célia Persen Vitello Kalil. - Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

Laury D. Intense pulsed light technology and its improvement on skin aging from the patients' perspective using photorejuvenation parameters. *Dermatol Online J.* 2003 Feb;9(1):5.

Lee HI, Rho YK, Kim BJ, Kim MN. A Case of Faun Tail Naevus Treated by Intense Pulsed Light. *Ann Dermatol.* 2009 May;21(2):147-9.

Li YH, Wu Y, Chen JZ, Zhu X, Xu YY, Chen J, Dong GH, Gao XH, Chen HD. A split-face study of intense pulsed light on photoaging skin in Chinese population. *Lasers Surg Med.* 2010 Feb;42(2):185-91.





ATENÇÃO

- Não está previsto o uso desta unidade em locais onde exista risco de explosão, tais como departamentos de anestesia, ou na presença de uma mistura anestésica inflamável com ar, oxigênio ou óxido nitroso. Equipamento não é de categoria AP nem APG.
- O uso de cabos e outros acessórios de outros fabricantes e/ou diferentes daqueles especificados neste manual, bem como a substituição de componentes internos do **LYRA** pode resultar em aumento das emissões ou diminuição da imunidade do equipamento.
- O **LYRA** é destinado para utilização apenas por profissionais da área da saúde. O **LYRA** pode causar rádio interferência ou interromper operações de equipamentos nas proximidades.
- Equipamentos de comunicação por radiofrequência, móveis ou portáteis, podem causar interferência e afetar o funcionamento do **LYRA**.

INTERFÊRENCIA ELETROMAGNÉTICA POTENCIAL

Quanto aos limites para perturbação eletromagnética, o **LYRA** é um equipamento eletromédico que pertence ao **Grupo 1 Classe A**. A conexão simultânea do paciente ao **LYRA** e a um equipamento cirúrgico de alta frequência pode resultar em queimaduras no local de aplicação e possível dano ao equipamento. A operação a curta distância (1 metro, por exemplo) de um equipamento de terapia por ondas curtas ou micro-ondas pode produzir instabilidade na saída do equipamento. Para prevenir interferências eletromagnéticas, sugerimos que se utilize um grupo de rede elétrica para o **LYRA** e um outro grupo separado para os equipamentos de ondas curtas ou micro-ondas. Sugerimos ainda que o paciente, o **LYRA** e cabos de conexão sejam instalados a pelo menos 3 metros dos equipamentos de terapia por ondas curtas ou micro-ondas.



COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA

Os dispositivos eletromédicos exigem uma atenção especial em relação à compatibilidade eletromagnética (EMC) e devem ser instalados e operados de acordo com as informações EMC fornecidas nas tabelas a seguir:

Diretrizes e declaração do fabricante – emissões eletromagnéticas		
O LYRA é destinado ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. Convém que o comprador ou usuário do LYRA garanta que este seja utilizado em tal ambiente.		
Ensaio de emissões	Conformidade	Ambiente eletromagnético - diretrizes
Emissões de RF CISPR 11	Grupo 1	O LYRA utiliza energia de RF apenas para suas funções internas. Portanto, suas emissões de RF são muito baixas e provavelmente não causarão qualquer interferência em equipamentos eletrônicos nas proximidades.
Emissões de RF CISPR 11	Classe A	O LYRA é adequado para utilização em todos os estabelecimentos que não sejam residenciais e que não estejam diretamente conectados à rede pública de distribuição de energia elétrica de baixa tensão que alimente edificações para utilização doméstica.
Emissões de harmônicas IEC 61000-3-2	Classe A	
Emissões devido à flutuação de tensão/ cintilação IEC 61000-3-3	Em Conformidade	



COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA

Diretrizes e declaração do fabricante – imunidade eletromagnética

O equipamento eletromédico **LYRA** é destinado ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. Convém que o comprador ou o usuário do equipamento eletromédico **LYRA** garanta que este seja utilizado em tal ambiente.

Ensaio de imunidade	Nível de Ensaio IEC 60601	Nível de Conformidade	Ambiente eletromagnético - orientações
Descarga eletrostática(ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV por contato ± 8 kV pelo ar	± 6 kV por contato ± 8 kV pelo ar	Convém que os pisos sejam de madeira, concreto ou cerâmica. Se os pisos estiverem recobertos por material sintético, convém que a umidade relativa seja de pelo menos 30%.
Transiente elétrico rápido IEC 61000-4-4	± 2 kV para linhas de alimentação elétrica ± 1 kV para linhas de entrada / saída	± 2 kV para linhas de alimentação elétrica ± 1 kV para linhas de entrada / saída	Convém que a qualidade da alimentação de rede elétrica seja típica de uma ambiente hospitalar ou comercial.
Surtos IEC 61000-4-5	± 1 kV linha(s) a linha(s) ± 2 kV linhas(s) para terra	± 1 kV modo diferencial ± 2 kV modo comum	Convém que a qualidade da alimentação de rede elétrica seja típica de um ambiente hospitalar ou comercial.



COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA


Ensaio de imunidade	Nível de Ensaio IEC 60601	Nível de Conformidade	Ambiente eletromagnético - diretrizes
<p>Quedas de tensão, interrupções curtas e variações de tensão nas linhas de entrada da alimentação elétrica</p> <p>IEC 61000-4-11</p>	<p>< 5% U_T (95 > % na U_T) por 0,5 ciclo</p> <p>40% U_T (queda 60% na U_T) por 5 ciclos</p> <p>70% U_T (queda 30% na U_T) por 25 ciclos</p> <p>< 5% U_T (queda > 95% na U_T) por 5 s</p>	<p>< 5% U_T (queda > 95% na U_T) por 0,5 ciclo</p> <p>40% U_T (queda 60% na U_T) por 5 ciclos</p> <p>70% U_T (queda 30% na U_T) por 25 ciclos</p> <p>< 5% U_T (queda > 95% da U_T) por 5 s</p>	<p>Contém que a qualidade da alimentação de rede elétrica seja típica de um ambiente hospitalar ou comercial. Se o usuário do equipamento eletromédico LYRA precisar de funcionamento contínuo durante interrupções de alimentação de rede elétrica, é recomendável que o equipamento eletromédico LYRA seja alimentado por uma fonte contínua ou uma bateria.</p>
<p>Campo magnético gerado pela frequência de rede elétrica (50/60 Hz)</p> <p>IEC 61000-4-8</p>	<p>3 A/m</p>	<p>3 A/m</p>	<p>Se houver distorção da imagem, pode ser necessário posicionar o equipamento eletromédico LYRA mais longe das fontes de campos magnéticos na frequência da rede de alimentação ou instalar blindagem magnética. Convém que o campo magnético na frequência da rede de alimentação seja medido no local destinado da instalação para garantir que seja suficientemente baixo.</p>
<p>NOTA: U_T é a tensão de rede c.a anterior à aplicação do nível de ensaio.</p>			



COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA

Diretrizes e declaração do fabricante – imunidade eletromagnética

O **LYRA** é destinado ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. Convém que o comprador ou o usuário do **LYRA** garanta que este seja utilizado em tal ambiente.

Ensaio de imunidade	Nível de Ensaio IEC 60601	Nível de Conformidade	Ambiente eletromagnético - diretrizes
RF Conduzida IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz até 80 MHz	3 Vrms	<p>Não convém que o equipamento de comunicação por RF móveis ou portáteis sejam utilizados a distâncias menores em relação à qualquer parte do LYRA, incluindo cabos, do que a distância de separação recomendada calculada pela equação aplicável à frequência do transmissor.</p> <p>Distância de separação recomendada</p> $d = 1,2 \sqrt{P} \quad 150 \text{ kHz a } 80 \text{ MHz}$ $d = 1,2 \sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz a } 800 \text{ MHz}$ $d = 2,3 \sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz a } 2,5 \text{ GHz}$ <p>onde P é o nível máximo declarado da potência de saída do transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor e d é a distância de separação recomendada em metros (m).</p>
RF Radiada IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz até 2,5 GHz	3 V/m	<p>Convém que a intensidade de campo proveniente de transmissores de RF, determinada por uma vistoria eletromagnética do campo ^a, seja menor do que o nível de conformidade para cada faixa de frequência^b.</p> <p>Pode ocorrer interferência na vizinhança dos equipamentos marcados com o seguinte símbolo:</p> 



COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA

Orientação e declaração do fabricante – imunidade eletromagnética

NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, maior faixa de frequência é aplicável.

NOTA 2: Estas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

^aA intensidade de campo proveniente de transmissores fixos, tais como estações base de rádio para telefones (celulares ou sem fio) e rádios móveis de solo, radioamador, transmissões de rádio AM e FM e transmissões de TV, não pode ser prevista teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético gerado pelos transmissores fixos de RF, convém que uma vistoria eletromagnética do campo seja considerada. Se a intensidade de campo medida no local no qual o **LYRA** será utilizado exceder o NÍVEL DE CONFORMIDADE aplicável para RF definido acima, convém que o **LYRA** seja observado para que se verifique se está funcionando normalmente. Se um desempenho anormal for detectado, medidas adicionais podem ser necessárias, tais como reorientação ou realocação do **LYRA**.

^bAcima da faixa de frequência de 150 KHz a 80 MHz, convém que a intensidade de campo seja menos que 3 V/m.



COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA

Distâncias de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação por RF móveis ou portáteis e o LYRA

O **LYRA** é destinado para uso em ambiente eletromagnético no qual as perturbações por irradiação por RF são controladas. O comprador ou usuário do **LYRA** pode ajudar a prevenir interferências eletromagnéticas mantendo a distância mínima entre os equipamentos de comunicação por RF móveis ou portáteis (transmissores) e o **LYRA**, como recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do equipamentos de comunicação.

Nível máximo declarado da potência de saída do transmissor w	Distância de separação recomendada de acordo com a frequência do transmissor m		
	150 kHz a 80 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	80 MHz a 800 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	800 MHz a 2,5 GHz $d = 2,3 \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,37	0,37	0,74
1	1,2	1,2	2,3
10	3,7	3,7	7,4
100	12	12	23

Para transmissores com um nível máximo declarado de potência de saída não listada acima, a distância de separação recomendada **d** em metros (m) pode ser determinada utilizando-se a equação aplicável à frequência do transmissor, onde **P** é a potência máxima declarada de saída do transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor.

NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, a distância de separação para a maior faixa de frequência é aplicada.

NOTA 2: Estas diretrizes podem não ser aplicáveis a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.



PROTEÇÃO AMBIENTAL

O **LYRA** é um equipamento eletrônico e possui metal pesado como o chumbo. Sendo assim existem riscos de contaminação ao meio ambiente associados à eliminação deste equipamento e acessórios ao final de suas vidas úteis. O **LYRA**, suas partes e acessórios não devem ser eliminados como resíduos urbanos. Contate o distribuidor local para obter informações sobre normas e leis relativas à eliminação de resíduos elétricos, equipamentos eletrônicos e seus acessórios.

INFLUÊNCIAS AMBIENTAIS

O **LYRA** não deve ter contato com materiais biológicos que possam sofrer degradação advinda da influência de bactérias, plantas, animais e afins. O **LYRA** deve passar por manutenção periódica anual (calibração) como especificado pelo fabricante nestas instruções de uso para minimizar desgastes ou corrosões que possam reduzir suas propriedades mecânicas dentro do seu período de vida útil. O período de vida útil do **LYRA** depende dos cuidados do usuário e da forma como é realizado o manuseio do equipamento. O usuário deve respeitar as instruções referentes a limpeza e armazenamento do equipamento, dos cabos e dos eletrodos contidas nestas instruções de uso.



ATENÇÃO

CALIBRAÇÃO

O equipamento deve passar por manutenção periódica anual para minimizar desgastes ou corrosões que possam reduzir suas propriedades mecânicas dentro do seu período de vida útil.



ATENÇÃO

A correta instalação do equipamento previne riscos de segurança.

O dispositivo e suas partes consumíveis devem ser eliminados, ao fim da vida útil, de acordo com normas federais e/ou estaduais e/ou locais de cada país.



ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O LYRA

O **LYRA** contém acessórios concebidos para satisfazer as exigências de compatibilidade eletromagnética - acessórios de códigos (03017007, 02039229 e 02037920).

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO ITEM
03017007	01	CABO PP FÊMEA IEC-3X0,75X1500MM
02037920	01	APLICADOR IPL 7,5 CM2
03026102	01	FILTRO PARA IPL 640 NM
03026101	01	FILTRO PARA IPL 530 NM
03026100	01	FILTRO PARA IPL 480 NM
03038188	01	ÓCULOS DE PROTEÇÃO OPERADOR
03026104	01	ÓCULOS DE PROTEÇÃO PACIENTE
02039229	01	PEDAL DE ACIONAMENTO
03015118	06	PLUG PARA PUSH-IN 8MM
02039617	01	FUSÍVEL 20AG DE 10A
02039717	01	FUNIL E DRENO PARA ABASTECIMENTO DO RESERVATÓRIO LYRA
03026112	01	MALETA PLÁSTICA PQ - ROSA CRISTAL - LYRA
03044016	01	BISNAGA COM GEL INCOLOR (CAP. 1 KG)
03026096	01	ESPÁTULA PARA GEL
03026095	01	CUBETA 200ML

NOTA: O equipamento Lyra deve ser utilizado com gel condutor neutro que esteja adequadamente registrado na ANVISA.



ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

Os acessórios de reposição são projetados para uso com o **LYRA**. Ao fazer o pedido, fornecer os respectivos códigos, descrição e quantidade desejada. O uso de acessórios e cabos que não os destinados para este equipamento específico pode degradar significativamente o desempenho das emissões e imunidade. Não use acessórios, peças de mão e filtros do **LYRA** em outros equipamentos ou sistemas eletromédicos.

O que pode inicialmente parecer um problema nem sempre é realmente um defeito. Portanto, antes de pedir assistência técnica, verifique os itens descritos na tabela abaixo.

PROBLEMAS	SOLUÇÃO
O aparelho não liga 1.	<ul style="list-style-type: none"> O cabo de alimentação elétrica está devidamente conectado? Caso não esteja, é preciso conectá-lo. Verifique também a fonte de alimentação elétrica na parede.
O aparelho não liga 2.	<ul style="list-style-type: none"> Você verificou o fusível de proteção? Verifique se não há mau contato. Verifique também se o valor está correto como indicado nas instruções de uso.
O aparelho está ligado, mas não executa a função.	<ul style="list-style-type: none"> Você seguiu corretamente as recomendações das instruções de uso do aparelho? Verifique e refaça os passos indicados no item sobre controles, indicadores e conexões e no item instruções de operação.



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

TROCANDO O FUSÍVEL DE PROTEÇÃO

Na parte traseira do **LYRA** encontra-se um fusível de proteção. Para trocá-lo, certifique-se que o equipamento está desenergizado e com auxílio de uma chave de fenda pequena, remova a tampa protetora, remova a gaveta e desconecte o fusível. Faça a substituição e reposicione a gaveta no local. Lembre-se que o fusível reserva se encontra armazenado internamente, no mesmo compartimento do fusível (Figura 63, 64 e 65).



Imagem ilustrativa.

Figura 63. Abrindo a caixa de fusível do **LYRA**.



ATENÇÃO

Dentro do equipamento existem tensões perigosas. Nunca abra o equipamento.



Imagem ilustrativa.

Figura 64. Remoção da gaveta da caixa de fusível.



Imagem ilustrativa.

Figura 65. Reposicionamento da gaveta da caixa de fusível.



MANUTENÇÃO, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

MANUTENÇÃO

Sugerimos que o usuário faça uma inspeção e manutenção preventiva na **IBRAMED** ou nos postos técnicos autorizados a cada **12 meses** de utilização do equipamento. Calibre seu equipamento periodicamente, a descalibração pode levar a uma significativa perda de potência. Perigo à exposição à radiação LIP, antes de executar os procedimentos de inspeção e manutenção preventiva, use óculos de proteção.

Como fabricante, a **IBRAMED** se responsabiliza pelas características técnicas e segurança do equipamento somente nos casos onde a unidade foi utilizada de acordo com as instruções de uso contidas no manual do proprietário, onde manutenção, reparos e modificações tenham sido efetuados pela fábrica ou agentes expressamente autorizados; e onde os componentes que possam ocasionar riscos de segurança e funcionamento do aparelho tenham sido substituídos em caso de avaria, por peças de reposição originais. Se solicitado, a **IBRAMED** poderá colocar à disposição a documentação técnica (esquemas dos circuitos, lista de peças e componentes, etc.) necessária para eventuais reparações do equipamento. Isto, no entanto, não implica em uma autorização de reparação. Não assumimos nenhuma responsabilidade por reparos efetuados sem nossa explícita autorização por escrito. Este equipamento tem vida útil de 5 anos.



PERIGO

Toda manutenção deve seguir os cuidados quanto à exposição à radiação LIP.

TERMO DE GARANTIA

- 1) O seu produto **IBRAMED** é garantido contra defeitos de fabricação, se consideradas as condições estabelecidas por este manual, por **18 meses corridos (exceção da peça de mão, verifique item C)**, divididos da seguinte forma:
 - a) 03 (três) primeiros meses: **Garantia Legal**;
 - b) 15 (quinze) meses restantes: Garantia adicional concedida pela **IBRAMED - GARANTIA CONTRATUAL**
 - c) A peça de mão possui garantia de 1.500.000 de disparos ou 18 meses (conforme itens A e B), aquela que ocorrer primeiro.

- 2) O período de garantia contará a partir da data aquisição (data em que a nota fiscal de venda for emitida), ainda que o adquirente, posteriormente, venha a transferir o equipamento a terceiros. A garantia compreenderá a substituição de peças e a mão de obra no reparo de defeitos constatados como sendo de fabricação.



MANUTENÇÃO, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

3) A **GARANTIA LEGAL** e a **ADICIONAL/CONTRATUAL** deixará de ter validade nos seguintes casos abaixo especificados:

- Quando o número de identificação (Nº de série) do equipamento for retirado ou alterado;
- Quando ficar constatado que o equipamento e/ou seus acessórios sofreram queda, molhadura, ou maus tratos;
- Quando ficar constatado que o lacre do equipamento foi violado, ou se caracterizado que o equipamento sofreu alterações/modificações ou consertos por técnicos não credenciados pela **IBRAMED**;
- Quando na instalação ou uso do equipamento não forem observadas as especificações e recomendações das instruções de uso contidas neste manual;
- Por defeitos advindos de acidentes ou agentes naturais (descargas atmosféricas p. ex);
- Quando o equipamento for ligado a sistema elétrico com voltagem imprópria e/ou sujeita a flutuações excessivas ou sobrecargas;
- Em casos de acidentes de transporte.

4) No período de **GARANTIA LEGAL** (três primeiros meses a partir da compra), a **IBRAMED** se responsabiliza pelo transporte do equipamento para assistência técnica no caso de defeitos de fabricação, porém há necessidade de prévio contato com o departamento de pós - vendas da empresa que, por sua

vez, orientará o cliente sobre a melhor forma de remessa do produto, local para onde o mesmo deverá ser enviado, e emissão de autorização do transporte.

5) Caso não seja constatado nenhum defeito no equipamento remetido à assistência técnica dentro do período de **GARANTIA LEGAL**, todas as despesas tidas como o transporte do mesmo serão repassadas aos clientes.

6) **COBERTURA NO PERÍODO DE GARANTIA LEGAL (03 MESES):**

- Defeitos de fabricação do equipamento e de seus acessórios;
- Transporte do equipamento para conserto (mediante prévia autorização da **IBRAMED**);

7) **COBERTURA NO PERÍODO DE GARANTIA ADICIONAL/CONTRATUAL (15 MESES):**

- Defeitos de fabricação do equipamento.

8) No período de **GARANTIA ADICIONAL/CONTRATUAL**, a **IBRAMED** não se responsabiliza pelo transporte do equipamento para assistência técnica, assim como também não se responsabiliza por qualquer custo e/ou reembolso de despesas tidas como o transporte.

9) Tanto no período de **GARANTIA LEGAL** quanto no período



MANUTENÇÃO, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

de **GARANTIA ADICIONAL/CONTRATUAL**, não há cobertura sobre peças sujeitas ao desgaste natural tais como botões de comando, teclas de controle, puxadores, cabo de energia, cabos de conexão ao paciente, transdutor de ultrassom, suportes e gabinetes dos equipamentos e etc.

10) Nenhuma revenda e/ou assistência técnica possuem autorização para alterar as condições aqui mencionadas ou assumir compromissos em nome da **IBRAMED**.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Qualquer dúvida ou problema de funcionamento com o seu equipamento entre em contato com o departamento de pós-vendas da IBRAMED através do telefone +55 19 3817 9633 ou acesse o site ww.ibramed.com.br para obter os dados e contatos telefônicos dos postos técnicos autorizados.



MANUTENÇÃO

O usuário deve fazer a inspeção e manutenção preventiva anual do equipamento somente na IBRAMED ou nos postos técnicos autorizados. A IBRAMED não se responsabiliza por manutenção, reparos e modificações que tenham sido efetuados por fábricas ou agentes expressamente não autorizados.



PERIGO

Nenhuma modificação neste equipamento é permitida. Uma modificação não autorizada pode influenciar na segurança de utilização deste equipamento.

Nunca efetue reparações não autorizadas em quaisquer circunstâncias.

Autorização de Funcionamento da Empresa:

103.603-1

Responsável Técnico: Maicon Stringhetta

CREA-SP: 5062850975



CEFAI – CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO AVANÇADA IBRAMED

Os equipamentos **IBRAMED** contêm mais do que tecnologia, contém conhecimento! Cientificidade é o diferencial, é valor agregado para efetivamente aproveitar benefícios, garantir segurança ao paciente e deste modo potencializar resultados.

A **IBRAMED** desenvolve produtos com suporte científico dos mais recentes estudos publicados nos mais importantes periódicos científicos das áreas de biológicas, saúde e exatas.

O acesso a esse conhecimento é garantido via **CEFAI (Centro de Estudos e Formação Avançada IBRAMED)** cujo objetivo é fornecer suporte técnico-científico e literatura atualizada sobre as terapias e suas aplicabilidades, sempre respeitando os critérios clínicos de escolha de tratamentos. O **CEFAI** considera fundamental o desenvolvimento pessoal e profissional de todos os seus parceiros e clientes.

O **CEFAI** convida estudantes e profissionais das áreas de reabilitação física, estética, fisioterapia dermatofuncional e medicina estética a participarem de seus cursos livres, workshops os melhores cursos de Pós-Graduação *Lato Sensu* nas áreas de reabilitação física e estética.

Atenção especial é dada aos interessados em visitar a nossa estrutura. Estaremos ao seu lado para apoio incondicional para o seu desenvolvimento profissional.

Estamos à disposição para atendê-los!

Contato – cefai@conexaocefai.com.br

Agradecemos,

IBRAMED – Questão de respeito!





QUESTÃO DE RESPEITO

IBRAMED
Indústria Brasileira de Equipamentos Médicos EIRELI
Av. Dr. Carlos Burgos, 2800 - Jd. Itália
13901-080 - Amparo - SP - Brazil
Telefone: +55 19 3817 9633
www.ibramed.com.br
ibramed@ibramed.com.br