


 **Cuidado:**



- Removendo a Agulha:
Abra a embalagem selada, e retire a agulha pela parte de manuseio.
- Não use caso a embalagem esteja danificada.
- Uso profissional. (médico)
- Produto estéril, uso único.
- Esterecidade: Óxido de Etileno.
- Proibido reprocessar.
- Armazenamento: Temperatura -22°C a 55°C e umidade < 80%.
- Mantenha longe da luz solar ou vapores químicos.
- Mantenha as agulhas fora do alcance de crianças.
- Descartar de acordo com a legislação vigente.

Importador:

Controller Comércio e Serviços Ltda.
Av. das Universidades, 325
Pedra Branca - Palhoça - SC - CEP 88137-315
CNPJ: 78.515.210/0001-00
Telefones:
(48) 3248-2828
(11) 4063-0023
(31) 4063-9244
E-mail: sac@controller-sc.com.br
Site: www.controller-sc.com.br

Fabricante:

Suzhou Medical Appliance Factory
Add: No. 18 Huatuo Rd., SSTT, Suzhou
New District.
País de origem: China

Edição: 01/2021



**AGULHAS PARA ACUPUNTURA ESTÉREIS
EM AÇO INOXIDÁVEL
USO ÚNICO**

**AGULHAS PARA ACUPUNTURA ESTÉREIS
EM AÇO INOXIDÁVEL
MARCA TONY**

QUANT.: 1.000 agulhas.
(Acondionadas em 100 embalagens seladas. Cada embalagem contém: 10 agulhas e 1 tubo aplicador)

TAMANHO:

LOT



Responsável técnico: Arthur Aurélio Bernardes
CRF/SC 15829
Reg. da ANVISA: 10410130033



STERILE EO

