

## Guarantee Card

Contact Name: \_\_\_\_\_

Phone : \_\_\_\_\_

Store name: \_\_\_\_\_

Purchase Date: \_\_\_\_\_

## Certificate of Quality

Product Name: Demi

Product Model: GP531

Manufacturer: Shenzhen GSD Tech Co., Ltd



Doutor da Estética

## Analizador Digital de Fototipo de Pele

## Funções do Produto

Usado para testar e classificar o tom da pele e tipo

## Aparência e Estrutura

Este produto pode ter uso repetido, sem necessitar de carga de bateria;

Limpe e desinfete a janela do analisador de pele



### Escala de Fitzpatrick

I - Branca
II - Branca
III - Morena Clara
IV - Morena Moderada
V - Morena Escura
VI - Negra

## Instruções

O ciclo de vida útil desse instrumento é de até 10.000 (dez mil leituras).

Já vem com pilhas internas, lacradas e insubstituíveis.

Coloque o sensor de leitura na área que deseja saber o fototipo, aperte ligeiramente o botão "liga", solte-o e aguarde 1 segundo.

Em seguida será exibido no display de fototipo a luz correspondente conforme a numeração da escala acima:

## Notas

Este é um equipamento eletrônico de alta precisão e deve ser manuseado com muito cuidado.

Somente faça a leitura em pele limpa e seca, afim de não comprometer o sensor de leitura que é sensível à umidade.

Este produto não é resistente à água, mantenha-o fora de alcance de ambientes que ofereçam risco de molhá-lo.

Nunca borrife diretamente álcool 70% no seu equipamento, utilize lenços ou algodão macios para limpeza do sensor de leitura.

Não tente desmontar seu equipamento, o que imediatamente invalidará sua garantia.

Esta análise de fototipo de pele, serve apenas como uma referência.

## Garantia

Garantia de 12 meses após a data da compra



Doutor da Estética  
DSK 2018



Atendimento ao consumidor  
sac@doutordaeestetica.com.br  
www.doutordaeestetica.com.br



More surprise